




Selekt Balance

Mineralfoder för rehydrering av vuxna idisslare och hästar



Mineralfoder för stabilisering av vätske- och elektrolytbalansen.

12 x 400 g

Sammansättning pr 400 g	
Dextros	175 g
Salt	155 g
Kaliumklorid	50 g
Kalciumpropionat	16 g
Magnesiumsulfatheptahydrat	4 g

För rehydrering löses SELEKT™ BALANCE upp i varmt vatten med förhållandet en påse till 20 l. Använd inte mindre än 20 l vatten per påse.

Vuxna kor, getter och tackor: Mängden SELEKT™ BALANCE-lösning som ges till dehydrerade nötkreatur, getter och tackor ska motsvara minst 3 % av deras kroppsvikt – normalt 20 l till en ko och 3 l till en tacka eller en get. Djur som är kraftigt dehydrerade ska ha större mängder, och en veterinär bör kontaktas beträffande djurets rehydrering.

De flesta djur upplever SELEKT™ BALANCE som välsmakande och dricker det gärna.

Hästar: Erbjud dem en SELEKT™ BALANCE-lösning i stället för vanligt dricksvatten.